

Freka® GastroTube

De Freka® GastroTube is een ballonsonde voor de vervanging van een PEG sonde bij een volledig gevormd en een genezen gastrostomie. Voor het langdurig toedienen van sondevoeding in de maag.

Verpakking

Per stuk steriel verpakt

Eigenschappen

- Onderdelen van de verpakking: sonde (CH15), holle mandrijn, Luer spuit 10 ml (vullen van de ballon), glijmiddel, ENFit connector
- Sonde is gemaakt van silicone
- Sonde is radio-opaak over de hele lengte van de sonde
- Fixatieplaat is zacht en gemaakt van silicone
- Holle mandrijn voor de mogelijkheid van de plaatsing met een voerdraad
- Appelvormige ballon
 - ++ meer oppervlakte tegen de maagwand
 - ++ betere afsluiting
- Platte distale opening om irritatie van de mucosa te voorkomen
- Indicatie van de CH op de sonde en de fixatieplaat
 - ++ gemakkelijke herkenbaarheid en meer veiligheid
- Met lengte-markeringen op de sonde
- Gebruikshandleiding bevindt zich aan de buitenkant van de verpakking
 - ++ mogelijk om de instructies door te nemen vóór de plaatsing
- Plaatsing instructies adhv duidelijke pictogrammen en tekst
- De Freka® GastroTube kan ook in de thuissituatie worden vervangen
- Vrij van ftalaten/weekmakers, PVC en latex
- Forfaitaire tegemoetkoming vanuit het RIZIV



Freka® Belly Button

De Freka® Belly Button is een ballonsonde voor de vervanging van een PEG sonde bij een volledig gevormd en een genezen gastrostomie. Voor het langdurig toedienen van sondevoeding in de maag.

Verpakking

Per stuk steriel verpakt

Eigenschappen

- Onderdelen van de verpakking: sonde, holle mandrijn, ampule water, Luer spuit (vullen van de ballon), ENFit spuit 60 ml, 2 extensieleidingen, glijmiddel, 2 gaasjes en voerdraad
- Beschikbare maten: CH12, CH14, CH16, CH18, CH20 en CH24
- De geschikte lengte dient gekozen te worden in functie van de lengte van het stomakanaal van de patiënt
- Sonde is radio-opaak en gemaakt van silicone
- Holle mandrijn voor de mogelijkheid van de plaatsing met een voerdraad
- Appelvormige ballon
 - ++ meer oppervlakte tegen de maagwand
 - ++ betere afsluiting
- Platte distale opening om irritatie van de mucosa te voorkomen
- Anti-reflux valve in de sonde om terugvloeit te voorkomen
- Ballon is volledig plat vóór gebruik
 - ++ een gemakkelijke plaatsing
- Indicatie op de sonde: CH, lengte en vulvolume van de ballon
 - ++ gemakkelijke herkenbaarheid en meer veiligheid
- Plaatsing instructies adhv duidelijke pictogrammen en tekst
- De Freka® Belly Button kan ook in de thuissituatie worden vervangen
- Vrij van ftalaten/weekmakers, bisphenol A, PVC en latex
- Forfaitaire tegemoetkoming vanuit het RIZIV

